




LAVAMANOS QUIRÚRGICO 1 ESTACIÓN


Modelo: LQE701TF

Construcción total en Acero Inoxidable AISI 304. Sistema de operación: La apertura y cierre del grifo (incluye cuello), es en base a un Sensor de aproximación, ubicado en el frente del lava manos quirúrgico, que se acciona con el cuerpo. Incluye un mezclador mecánico para regular la temperatura del agua. Incluye fijación al muro (con clips Z de acero inoxidable). Frente y costados cerrados (faldón). Frente inclinado desmontable, fácil manipulación, sin herramientas para fácil limpieza y manutención.


Dimensiones de Vistas en mm.



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA PLANTA

Consumos

- Dimensiones: 76 x 58,5 x 66,5 cm
- Dimensiones Taza: 68 x 44,5 x 30,5 cm


Requerimientos

- Conexión Agua Fría: 1/2" He a 59,5 cm desde N.P.T. con llave de paso a 44,5 cm de N.P.T.
- Conexión Agua caliente: 1/2 " He a 59,5 desde N.P.T. con llave de paso a 44,5 cm de N.P.T.
- Desagüe en Acero inoxidable 1,1/2" desmontable a 67,7 cm de N.P.T.

Nomenclatura.

- Agua:
 - AC - Entrada de Agua caliente a muro con llave de paso
 - AF - Entrada de Agua fría a muro con llave de paso
 - AT - Salida de Agua Temperada. (Regulada)
- Eléctrico:
 - - Punto de Conexión de 220V - 10Amp.
- Det. Fijación a Muro:

- Sistema Grifería con Sensor de aproximación, con mezclador mecánico:



Calidad Inoxidable, comprometidos con la salud de Chile.



Av. El Montijo Poniente 1132, Renca. Santiago. +56 2 2923 2000 oppici.com

Sector Público : ventasclinicas@oppici.cl
Sector Privado : ventasclinicas4@oppici.cl